

# Computed Radiography

CR 10 – X

**AGFA**   
HealthCare

CR systeem voor grote en kleine huisdieren  
met hoog contrast en hoog detail !



## MUSICA<sup>3</sup>



### Agfa Musica<sup>3</sup> Small en Large Animal software

De AGFA Musica<sup>3</sup> software is een beeldverwerkingalgoritme dat geen interactie met de gebruiker vereist om de beelden automatisch te optimaliseren. Het hoeft niet te weten om welke anatomie het gaat, welke positie of er met contrastmiddel gewerkt is of niet.

Alle benodigde parameters om het beeld te optimaliseren worden berekend door Musica<sup>3</sup> uit het beeld zelf, zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt.

- Dentale cassette beschikbaar
- Beste beeldkwaliteit
- Lage onderhoudskost
- Milieuvriendelijk
- Betrouwbaar



**X-Ray Verachtert Digital nv**

Bisschoppenhoflaan 662  
2100 Deurne

Telefoon: +32 (0)3 239 05 79

Fax: +32 (0)3 218 50 61

E-mail: [info@xrayverachtert.be](mailto:info@xrayverachtert.be)

[www.xrayverachtert.be](http://www.xrayverachtert.be)



## Fosforplaat digitizer AGFA CR 10-X

Toestel te gebruiken om digitale beelden te maken in combinatie met een RX toestel

### Digitizer CR 10-X AGFA, bestaande uit :

- HP Computer met 2 harde schijven in RAID 1, klavier en muis
- CD-Brander voor het maken van CD's in DICOM
- 24" HP monitor
- Het bewerkte beeld 35X43cm na 1min 15seconden
- De cassette klaar voor hergebruik na 1min 45seconden
- Database voor archivering van de beelden



### Agfa software NX- Veterinary-EL :

Voor de beeldverwerking en maken van patiënten CD-Rom

### Agfa software NX Optiview :

Voor zwarte diafragma's rond het nuttige deel van het beeld  
Automatisch onderdrukken van roosterlijnen in het beeld



### Agfa software NX Precision tools :

Voor uitgebreide meetmogelijkheden en aantekeningen



### Agfa MUSICA<sup>3</sup> Software Small Animals:

Het eerste medische software algoritme dat geen interactie met de gebruiker vereist om de beelden te optimaliseren. Het hoeft niet te weten om welke anatomie het gaat, welke positie of er met contrastmiddel gewerkt is of niet. Alle benodigde parameters om het beeld te optimaliseren worden berekend door Musica<sup>2</sup> uit het beeld zelf, zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt.


De nieuwe generatie Musica<sup>3</sup> gaat hier op voort, en geeft een nog vollediger beeld !

### Optioneel verkrijgbaar :

Roltafeltje voor CR toestel, Computer monitor en klavier en muis op 4 wielen  
High Quality Barco monitor — Medisch scherm  
UPS, netspanningsbeveiliging en batterijvoeding  
Backup harde schijf voor de gemaakte beelden

### Beschikbare cassette formaten :

- 35 x 43 cm
- 24 x 30 cm
- Dentale cassette met plaatjes s0, s1, s2 en s3



Voor verdere informatie, neem contact met :

X-Ray **Verachtert Digital** nv

Bisschoppenhoflaan 662  
2100 Deurne

Telefoon: +32 (0)3 239 05 79

Fax: +32 (0)3 218 50 61

E-mail: [info@xrayverachtert.be](mailto:info@xrayverachtert.be)

[www.xrayverachtert.be](http://www.xrayverachtert.be)