

Nical Smart Micro

Dental CR



SMART MICRO ST 



NICAL
radiology digital image systems

X-Ray Verachttert Digital nv

Bisschoppenhoflaan 662
2100 Deurne

Telefoon: 03/239.05.79

Fax: 03/218.50.61


E-mail: info@xrayverachttert.be

www.xrayverachttert.be

Bijzondere kenmerken :

- **Hogere resolutie en meer detail !**
- **Automatisch** scannen en wissen van de plaatjes
- Dentale plaatjes **#0 tot #4** (76x57mm)
- **Diergeneeskundige Software**
- Lage onderhoudskosten, en service door Verachttert Digital

Caratteristiche <i>Features</i>	Dati tecnici <i>Technical specifications</i>
Risoluzione (teorica) <i>Resolution (theoretical)</i>	22 pl/mm - 16 bits - SNR ≥ 65 dB
Preselezione definizione <i>Definition preselection</i>	Via interfaccia software <i>Via software interface</i>
Pellicole fosfori dotazione <i>Phosphor films - supplied</i>	Pasta / Polvere <i>Paste / Powder</i>
Tempo scansione HD <i>HD scan time</i>	4,5 - 9 s
Tempo di scansione SHD <i>SHD scan time</i>	9 - 13,5 s
Connessioni standard <i>Standard connections</i>	USB 2/3
Connessione opzionale <i>Optional connection</i>	Ethernet (modulo intercambiabile) <i>Ethernet (interchangeable module)</i>
Dimensioni <i>Measurements</i>	250x190x283mm
Peso <i>Weight</i>	4.4 kg
Scala lettura <i>Reading scale</i>	Auto set up <i>Auto set up</i>
Stato di funzionamento <i>Operating status</i>	Su macchina c/o codice colore per mezzo LED con codifica colori <i>On machine c/o colour code via LED lights with coded colours</i>
Software <i>Software</i>	NICAL IMAGE PLUS VET
DICOM <i>DICOM</i>	Opzioni disponibili <i>Options available</i>
Standard Twain <i>Twain standard</i>	Disponibile <i>Available</i>
Preelaborazione immagine <i>Image pre-processing</i>	Via Firmware preimpostabile <i>Via pre-set Firmware</i>
Accensione e spegnimento <i>Turn on/turn off</i>	Automatico connessione disconnessione PC <i>Automatic PC connection/disconnection</i>



Voor verdere informatie, neem contact met :
X-Ray Verachttert Digital nv

Bisschoppenhoflaan 662
2100 Deurne - België
www.xrayverachttert.be

Telefoon: +32 (0)3 239 05 79
Fax: +32 (0)3 218 50 61
E-mail: info@xrayverachttert.be