

Computed Radiography

CR 15 – X

AGFA 
HealthCare



What if...

you could have DR image quality using your CR solution?



CR 15-X
MUSICA



NIEUW !

Cesium cassettes voor de CR 15-X
DR kwaliteit, verminderde dosis, hogere scherpte

Agfa Musica³ Small en Large Animal software

Medisch software algoritme dat geen interactie met de gebruiker vereist om de beelden te optimaliseren. Het hoeft niet te weten om welke anatomie het gaat, welke positie of er met contrastmiddel gewerkt is of niet. Alle benodigde parameters om het beeld te optimaliseren worden berekend door Musica³ uit het beeld zelf, zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt.

- Beschikbaar met Gos en Cesium
- Dentale cassettes
- Lage onderhoudskost
- Musica³ Beeldkwaliteit
- Betrouwbaar & Milieuvriendelijk



X-Ray Verachtert Digital nv


Bisschoppenhoflaan 662
2100 Deurne

Telefoon: +32 (0)3 239 05 79

Fax: +32 (0)3 218 50 61

E-mail: info@xrayverachtert.be

www.xrayverachtert.be



Fosforplaat digitizer AGFA CR 15-X

Toestel te gebruiken om digitale beelden te maken in combinatie met een RX toestel

Digitizer CR 15-X AGFA, bestaande uit :

- HP Computer met 2 harde schijven in RAID 1, klavier en muis
- CD-Brander voor het maken van CD's in DICOM
- 24" HP monitor
- Het bewerkte beeld 35X43cm na 1min 15seconden
- De cassette klaar voor hergebruik na 1min 45seconden
- Database voor archivering van de beelden



Agfa software NX- Veterinary-EL :

Voor de beeldverwerking en maken van patiënten CD-Rom

Agfa software NX Optiview :

Voor zwarte diafragma's rond het nuttige deel van het beeld
Automatisch onderdrukken van roosterlijnen in het beeld



Agfa software NX Precision tools :

Voor uitgebreide meetmogelijkheden en aantekeningen



Agfa MUSICA³ Software Small Animals:

Het eerste medische software algoritme dat geen interactie met de gebruiker vereist om de beelden te optimaliseren. Het hoeft niet te weten om welke anatomie het gaat, welke positie of er met contrastmiddel gewerkt is of niet. Alle benodigde parameters om het beeld te optimaliseren worden berekend door Musica uit het beeld zelf, zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt.


De nieuwe generatie Musica³ gaat hier op voort, en geeft een nog vollediger beeld !

Optioneel verkrijgbaar :

Roltafeltje voor CR toestel, Computer monitor en klavier en muis op 4 wielen
High Quality Barco monitor — Medisch scherm
UPS, netspanningsbeveiliging en batterijvoeding
Backup harde schijf voor de gemaakte beelden

Beschikbare cassette formaten :

- 35 x 43 cm Cs en Gos
- 24 x 30 cm Cs en Gos
- 18 x 24 cm Cs en Gos
- Dentale cassette met plaatjes s0, s1, s2 en s3



Voor verdere informatie, neem contact met :

X-Ray Verachtert Digital nv

Bisschoppenhoflaan 662
2100 Deurne

Telefoon: +32 (0)3 239 05 79

Fax: +32 (0)3 218 50 61

E-mail: info@xrayverachtert.be

www.xrayverachtert.be